



## Westerstrand Visuell nedräkningstimer

# Timstock



Westerstrands Timstock gör det möjligt att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor.

Timstocken åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och förehavanden ska äga rum.

**Timstocken** är ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning när våra vanliga tidsbegrepp är alltför abstrakta, när man inte kan med en hastig blick på klockan få en känsla av var på dygnet man befinner sig.

Om man inte förstår den vanliga klockan är det svårt att veta NÄR någonting skall inträffa. Men det finns ytterligare ett tidsbegrepp som man vill ha svar på, nämligen HUR LÄNGE ska jag hålla på med den här aktiviteten.

**Timstocken** är utvecklad i samarbete med forskare specialiserade på tekniska hjälpmedel. Den kan användas för att kunna strukturera dagen, genom att åskådliggöra NÄR skall man börja en viss aktivitet och HUR LÄNGE man skall hålla på med den.

**Timstocken** finns nu i sex olika versioner som täcker tidsperioder från 2 min upp till 8 timmar. Varje timstocks version har 4 förprogrammerade tidsperioder att välja mellan.

I leveransen ingår klisterlappar i färger motsvarande startknapparna. Klisterlapparna kan användas för att färgmarkera aktivitetsbilder på scheman.

Nedräkningen av tid visualiseras med en rad röda lysdioder som slocknar, en efter en, allteftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden har gått ut blinkar hela raden och därefter ljuder fem korta signaler.

**Timstocken** är batteridriven och avsedd för användning inomhus i torra utrymmen. Som option finns skyddsväska samt nyckelband.



## Funktion

Genom att trycka på en av startknappar (röd, gul, grön eller blå med markering av gällande tidsperiodsiffra) som motsvarar den önskade tiden tänds det antal lysdioder som startknappen representerar och nedräkningen startar.

Nedräkningen visualiseras av en rad röda lysdioder som slocknar, en efter en, allteftersom tiden går.

Avslutad nedräkning indikeras med blinkande lysdioder och 5 korta signaler.

Stängs av med tryck på en av startknapparna.

Ljudnivån regleras via ett vred på timstockens kortsida.

Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt under två (2) sekunder och sedan släpps. Därefter kan ny tid startas.

**Nyhet**

Art.nr.119628-00	Art.nr.119622-00	Art.nr.119621-00	Art.nr.119620-00	Art.nr.119623-00	Art.nr.119630-00
8 min 16 lysdioder	20 min 20 lysdioder	60 min 12 lysdioder	60 min 20 lysdioder	80 min 20 lysdioder	8 tim 16 lysdioder
2 min / 4 lysdioder 4 min / 8 lysdioder 6 min / 12 lysdioder 8 min / 16 lysdioder	5 min / 5 lysdioder 10 min / 10 lysdioder 15 min / 15 lysdioder 20 min / 20 lysdioder Art.nr. för option utan siffror – 119622-11	15 min / 3 lysdioder 30 min / 6 lysdioder 45 min / 9 lysdioder 60 min / 12 lysdioder	15 min / 5 lysdioder 30 min / 10 lysdioder 45 min / 15 lysdioder 60 min / 20 lysdioder Art.nr. för option utan siffror – 119620-11	20 min / 5 lysdioder 40 min / 10 lysdioder 60 min / 15 lysdioder 80 min / 20 lysdioder Art.nr. för option utan siffror – 119623-11	2 tim / 4 lysdioder 4 tim / 8 lysdioder 6 tim / 12 lysdioder 8 tim / 16 lysdioder
<b>Tidsintervall: 30 sek/lysdiod</b>	<b>Tidsintervall: 1 min/lysdiod</b>	<b>Tidsintervall: 5 min/lysdiod</b>	<b>Tidsintervall: 3 min/lysdiod</b>	<b>Tidsintervall: 4 min/lysdiod</b>	<b>Tidsintervall: 30 min/lysdiod</b>

## Batteri

I leveransen ingår 2 st. alkaliska 1,5 V batterier typ R6. Dessa räcker för ca. 60 timmars användning. Laddningsbara batterier av typ NiMH, storlek R6 kan också användas. Denna typ av batterier och passande laddare ingår ej i vårt sortiment.

## Data

Ytermått (L x B x H): 111 x 52 x 27 mm

Vikt: 115 g

## Tillbehör/Option

Art.nr.119608-00	Art.nr.119607-00	Art.nr.119622-10	Timstockar med 20 lysdioder med front utan siffror	Klisterdekalер med motsvarande siffror för varje timstocks modell med 20 lysdioder
Skyddsväska med flytkudde och bälteshake	Nyckelband med karbinhake samt fäst-öglor (fästes genom en öppning i höljet)	20-min timstock med "stående" siffror		

## Standard

Timstock uppfyller normer enligt EN 61000-6-3:2005, EN 61000-4-2 och EN 61000-4-3.